

XXXV T97640 12 91784

---

# INVENTION

*D'une nouvelle MACHINE propre à dégorger le sein des Nourrices, du lait surabondant.*

DEPUIS que les Philosophes modernes, d'accord avec les Médecins de tous les temps, ont exposé d'une manière forte & persuasive l'obligation que la Nature impose aux mères de nourrir leurs enfans, & les avantages qui en résultent pour elles-mêmes & pour leurs nourrissons, on en voit un grand nombre se dévouer avec courage à cette fonction respectable & pénible: Malheureusement elles éprouvent souvent des difficultés capables de les décourager, & qui paroissent quelquefois insurmontables. Telles sont l'engorgement du sein par la surabondance du lait, & la mauvaise conformation des mamelons qui ne sont point assez développés au dehors. Jusqu'à présent on s'est servi de différens moyens pour remédier à l'un & à l'autre de ces inconvéniens: tantôt on employe les suçoirs de verre, qui fatiguent beaucoup la poitrine, & qui ne produisent qu'un effet médiocre: tantôt on a recours à de petits chiens, qui ne tirent que foiblement & d'une manière insuffisante: quelquefois aussi on applique au sein des bouches mercenaires, qui, en tirant le lait superflu, peuvent l'infecter dans sa source, & communiquer différentes maladies, comme on ne l'a que trop souvent observé.

On trouve à Paris, chez M. Bianchi Physicien, un nouvel Instrument qui réunit ces deux avantages sans aucun inconvénient: c'est une véritable Pompe à sein, composée d'un petit corps de pompe & d'un bocal de verre qu'on y adapte, & qui sert à former les bouts des mamelons & à dégorger le sein en tirant le lait; mais le prix de cet Instrument (\*) très-bien fait, l'empêche d'être utile à la classe des citoyens qui n'a que le moyen de satisfaire ses premiers besoins. Le sieur Roland de la ville de l'Isle au Comté Venaissin, envisageant le bien de l'humanité en général, & surtout celui des gens de la campagne & des habitans des Villes qui ne sont pas dans l'opulence, a

---

(\*) Il coûte 48 liv.



employé ses connoissances physiques & mécaniques à simplifier cet Instrument utile ; & il a réussi , même au-delà de ses espérances , à le mettre à la portée de tout le monde , soit par la facilité avec laquelle il peut être mis en action , soit par la modicité de son prix (\*).

Cette petite Pompe , très-ingénieusement faite , s'applique au sein , & se met en jeu avec la plus grande facilité. Dès le premier coup de piston , on voit les bouts se développer & le lait sortir des petits vaisseaux sans douleur , sans violence & sans la plus légère contusion.

Les avantages que les Nourrices , ainsi que leurs Nourrissons , doivent retirer de cet Instrument , ont été reconnus de l'Académie Royale de Chirurgie de Paris.

1°. Lorsqu'une femme nourrit pour la première fois , le bout du sein a toujours de la peine à se former. L'enfant , pour obtenir du lait , est nécessité à une succion très-forte , qui le fatigue & lui donne beaucoup de vents ; & s'il est foible , il souffre encore davantage. La Pompe forme en un instant le bout , de manière que l'enfant le plus foible peut aisément le prendre : elle ouvre avec facilité les vaisseaux , & fait jaillir en même temps le lait par tous ses orifices naturels.

2°. L'enfant , en formant le bout du sein , cause à la mère , qui nourrit pour la première fois , des douleurs assez vives : chaque fois qu'on l'applique au tétou , il faut qu'il forme les bouts : la Pompe les forme avec facilité & sans la moindre douleur , & elle épargne à l'enfant les efforts nécessaires pour faire monter le lait.

3°. Lorsque l'enfant ne prend pas assez de lait , ce fluide s'engorge dans le sein , qui devient très-dur ; l'enfant alors suce inutilement le bout , il s'impatiente , & souvent le mord , & ce n'est que lorsqu'il est parvenu à le dégorgé un peu qu'il laisse sa Nourrisse tranquille. Mais comme il y a plus de lait qu'il ne lui en faut , le reste produit souvent un nouvel engorgement , & bientôt de nouvelles douleurs. Dans ce cas on usoit de laitières de verre ; mais elles fatiguent la poitrine , elles ne dégorgent pas toujours le sein , ou le dégorgent très-incomplètement , tandis que la Pompe le vide pour le moins aussi-bien qu'un enfant très-robuste.

4°. Cette Pompe remédie parfaitement à un engorgement vulgairement appelé *le poil* ; & par son application elle opère la résolution du lait en stagnation. Plusieurs Accoucheurs de Paris , mandés chez

---

(\*) Il le vend 12 liv.



des femmes qui, depuis quelques jours, avoient le sein engorgé, ont d'abord mis en usage pendant quelques heures le cataplasme de mie de pain & de lait, & ont ensuite complètement dégorgé le sein par le moyen de la Pompe dont il est ici question.

5°. On a observé sur un grand nombre de femmes, que, lorsqu'elles se proposent de nourrir, si on applique la Pompe au sein avant le troisième jour d'après l'accouchement, alors il n'y a point de fièvre de lait.

6°. Je ne doute pas que cet Instrument ne soit très-utile, lorsqu'à la suite des couches le lait porte à la tête, & cause quelquefois l'apoplexie laiteuse ou autres accidens : son usage paroît encore indiqué dans la fièvre puerpérale, dont il devoit diminuer le danger, & abrégier la durée. Enfin l'expérience nous convaincra de plus en plus de son utilité.

#### *Manière de se servir de la Pompe à sein.*

Quand on veut se servir de la Pompe à sein, il suffit de présenter le bout du mamelon à l'ouverture du bocal de verre, donner quelques coups de piston, & tout de suite on voit le bout se former & le lait jaillir dans le bocal. S'il arrivoit que la mamelle fût beaucoup engorgée & très-tendue, il faudroit y appliquer un cataplasme émollient, & une heure après mettre la Pompe.

Il arrive quelquefois que la première application de la Pompe occasionne quelque douleur aux femmes délicates, lorsque les mamelles sont fort engorgées. Nous les exhortons à souffrir patiemment cette légère douleur, qu'elles ne ressentiront plus si elles ont l'attention de se servir de la Pompe avant que l'engorgement du sein soit aussi considérable que la première fois ; car la Pompe, qui cause la première douleur, en est elle-même le remède.

Lorsqu'on a resté quelque temps sans se servir des Pompes, il arrive que les soupapes se roidissent ; on pare à cet inconvénient, en introduisant dans la Pompe quelques gouttes d'huile d'olive, & en donnant quelques coups de piston avant que de s'en servir.

Il faut encore observer que lorsqu'on veut retirer la Pompe, il suffit de la lévisser de contre le bocal de verre auquel elle est adaptée ; alors elle se dégage d'elle-même, sans tiraillement & sans douleur.

*Les Personnes qui s'adresseront audit sieur Roland sont priées d'affranchir les lettres, autrement elles resteront au rebut.*



